



DESCOLADORA ELÉCTRICA CORDEROS & CERDOS - 220V

SKU: C560.2

Price: U\$S 141,40

Categories: [DESCOLADOR ELECT. P/CORDERO](#)

Product Description

[video width="640" height="352" mp4="https://walmur.uy/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Video-2024-08-05-at-14.12.13.mp4"][/video] • El descole evita la acumulación de materia fecal en la cola y cuartos traseros. • El corte de cola se realiza para la prevención de la miasis cutánea, causada sobre todo por moscas. • Se evita ensuciar el vellón alrededor del trasero. • Evita el ataque de moscas. • Descole caliente eléctrico: corta la cola y cauteriza la herida al mismo tiempo, sellando los vasos sanguíneos. • Se recomienda realizarlo cuando el cordero esté durito - 12 a 20 días - es lo ideal. • Todos los métodos de descole deben realizarse antes de las 12 semanas de edad. • El descolador caliente eléctrico es el método de descole más humano. • Para corderos menores de 10 días y no se necesita anestesia.
